



RECOMENDACIONES DE USO

Lavarse las manos con desinfectante o jabón antes de colocar la mascarilla y después de su uso

Previamente tienes que lavar el plástico central transparente con agua y jabón de manos y secarlo suavemente con gamuza de gafas o disco de algodón desmaquillante

Aconsejamos llevar junto a la mascarilla un spray con agua y jabón y gamuza de gafas o disco de algodón desmaquillante para limpiar la mascarilla si se empaña.

Colocarla tapando nariz y boca

Quitar la mascarilla de la goma sin tocar el frontal